

**CE Dossier technique****Kit de secours**

File No: GK-CETF-23_1.1

Rev. No: A/1

Description produit

1. Nom du produit

Recharge DIN 13157

2. Introduction

La recharge DIN 13157 est un kit de pansements, bandes et soins de premiers secours pour les entreprises jusqu'à 50 personnes. Pour trousse et armoires à pharmacie.

3. Usage

Convient pour une utilisation de toute première urgence pour soigner les blessures légères et pour prodiguer les premiers soins en cas d'accident en attendant l'arrivée des secours d'urgence.

4. Caractéristiques

DIN 13157:

Composant	Matière	Dimensions	Quantité	Stérilisation Oui/Non
Pansement compressif stérile	Non tissé	Bande 6cmx3m Compresse 6cmx8cm	1	Oui
Pansement compressif stérile	Non tissé	Bande 8cmx4m Compresse 8cmx10cm	3	Oui
Pansement compressif stérile	Non tissé	Bande 10cmx4m Compresse 10cmx12cm	1	Oui
Compresse stérile	Non tissé	60cmx80cm	1	Oui
Compresse stérile	Non tissé	10cmx10cm, 2 pcs	3	Oui
Compresse stérile	Non tissé	5.5cmx7.5cm	2	Oui
Bande extensible	Polyester	6cmx4m	2	Non
Bande extensible	Polyester	8cmx4m	2	Non
Echarpe triangulaire	Non tissé	96cmx96cmx136cm	2	Non
Bande de pansement	Non tissé	2.5cmx5m	1	Non
Pansement	Non tissé	10cmx6cm, 8 pcs	1	Non
Couverture de survie	Polyester métallisé	1600mmx2100mm	1	Non
Gants jetables	Vinyle	2 paires	1	Non
Champ de soins	Non tissé	20cmx30cm, 5 pcs	1	Non
Pansements	Non tissé	40mmx65mm, 4 pcs, 120mmx20mm, 4 pcs 72mmx19mm, 4 pcs 25mmx72mm, 8 pcs	1	Non
Pack de froid	150g	15cmx17cm	1	Non
Ciseaux de Jesco	Plastique et inox	19cm	1	Non

5. Contre-indications

Aucune

6. Stérilisation

Non



7.Précautions

- 1) Ces composants sont jetables, à usage unique hors ciseaux.
- 2) Ne pas utiliser après expiration.
- 3) Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- 4) Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

8.Avertissement

- 1) Le produit ne peut être utilisé qu'une seule fois, il doit être utilisé immédiatement après l'ouverture de l'emballage et détruit par la suite ; s'il est réutilisé, les utilisateurs ou patients peuvent être infectés, avoir des effets indésirables tels que l'irritation et l'allergie.
 - 2) Il est interdit d'utiliser le produit si l'emballage est endommagé. Il doit être stocké dans un endroit frais, sec, ventilé.
 - 3) La période de validité est de 5 ans à compter de la date de fabrication.
 - 4) Selon la classification des déchets médicaux, ces soins sont des déchets infectieux.
 - 5) La bande doit être correctement appliquée : ni trop lâche pour arrêter le saignement, ni trop serrée pour bloquer la circulation sanguine.
- Le pansement doit être bien aplati et serré.

9.Période de validité

5 ans et 6 mois